



BLOQUE DIGESTOR MACRO

TE-005/50-04

Utilizado para digerir los más diversos tipos de muestras, como plantas, alimentos, bebidas, gomas, efluentes, entre otros, para posterior análisis de nitrógeno/proteína.

Características Técnicas

TE-005/50-04

- Temperatura: Ambiente +7°C a 450°C;
- Controlador temperatura: Digital microprocesado con sistema PID y certificado de calibración RBC;
- Sensor: Tipo 'J' con resorte en acero inoxidable;
- Precisión: $\pm 2^{\circ}\text{C}$;
- Uniformidad: $\pm 5^{\circ}\text{C}$;
- Seguridad: Resistencia blindada evitando contacto con el ácido sulfúrico;
- Bloque: En aluminio fundido con profundidad de los orificios de 85 mm;
- Gabinete: En acero inoxidable 304;
- Dimensiones: Ancho=420 x Profundidad=150 x Alto=360 mm;
- Peso: 12Kg;
- Potencia: 1250 Watts;
- Voltaje: 220 Volts;
- Acompaña: 01 Galería en acero inoxidable; 01 Controlador de temperatura digital; 05 Tubos macro en vidrio borosilicato de 360mL ($\varnothing 50 \times 250 \text{mm}$) con rosca ya adaptado para la utilización con la rejilla extractora ;

Beneficios y Ventajas

- Equipo compacto y de fácil uso
- Posee una galería para el transporte, lo que lo que proporciona facilidad
- Resistencia blindada que evita degradación o accidentes porque no tiene contacto con los solventes utilizados en la digestión
- Posee plug de potencia con protección que evita choques y mal contacto
- Posee caja controladora separada del bloque, pudiendo ser dejada fuera de la cámara, ocasionando mayor vida útil al equipo, por estar más protegida de gases y vapores ácidos
- El bloque viene con el formato de la base del todo, lo que evita rupturas
- Opcional: sistema de rampas y niveles
- Opcional: 50 Hz o 60Hz
- La conservación de la temperatura después del calentamiento, proporciona economía de energía
- Gabinete en inoxidable 304 lo que proporciona alta resistencia
- Rígido control de calidad, con el que las verificaciones y pruebas garantizan el perfecto funcionamiento del equipo, lo que proporciona seguridad y satisfacción al cliente
- Atención al cliente para despejar dudas y proporcionar explicaciones sobre el equipo y las metodologías
- Posibilidad de adaptaciones de acuerdo con las necesidades del cliente, lo que vuelve al equipo de línea especial.