



# ***SISTEMA DE FILTRACIÓN P/ PASTA SATURADA DE SUELOS TE-0593***

Utilizado para filtración del suelo para posterior análisis de extracto de saturación.

## Características Técnicas

### TE-0593

- Contiene: 06 embudos en PVC con diámetro interno de 100mm para la membrana filtrante;
- Dimensiones: 830 [ ancho ] x 350 [ alto ] x 220 [ profundidad ];
- Peso: 5 Kg;
- Capacidad: 06 pruebas;

### Beneficios y Ventajas

- Capacidad para hasta seis muestras, permitiendo filtración individual, sustituyendo o sistema tradicional de filtración con uso de kitassato, embudo de Buchner y bomba de vacío
- Presencia de acoplamientos rápidos, que facilitan la limpieza y aumentan la vida útil del equipo
- Posibilidad de acoplar los sistemas TE-0593 para ser utilizado en conjunto con la misma bomba de vacío, proporcionando un mayor número de pruebas
- Estructura en acrílico y PVC, facilitando la limpieza y aumento o tiempo de vida útil de los equipos.