





## MESA AGITADORA ORBITAL

TE-145

Utilizada para la agitación de muestras de suelos para su posterior análisis, y también para otros tipos de muestras que necesiten de agitación orbital.





## Caracteristicas Tecnicas

## TE-145

- Rotación: 30 a 250 RPM;
- Control de rotación: Analógico con display digital;
- Motor: Inducción 1/6 HP;
- Temporizador: Digital programable hasta 99:59 horas. Apagado automático al término del tiempo programado;
- Gabinete: En acero carbono con tratamiento anticorrosivo y pintura electrostática;
- Dimensiones: Ancho=660 x Profundidad=620 x Alto=210 mm (sin plataforma);

- Peso: 35 KG:
- Potencia: 150 Watts;
- Voltaje: 220 Volts;
- Acompaña: 02 Fusibles extra; 02 Tornillos para fijación;
- Atención: Cotización de la plataforma por separado;

## Beneficios y Ventajas

- Temporizador digital para programar el tiempo de agitación para mayor practicidad
- Sistema de soporte con pies moldeados en caucho de alta densidad para la estabilidad de la mesa
- Sistema de sujeción inferior que permite un uso seguro a altas velocidades
- Alta capacidad de pruebas para la practicidad
- Presencia de tacómetro digital de fácil visualización
- Entrada de energía tipo IEC, estándar de calidad
- Sistema de manijas que facilitan el transporte
- Cuenta con control de agitación fácil de programar
- Rígido control de calidad, con el que las verificaciones y pruebas garantizan el perfecto funcionamiento del equipo, lo que proporciona seguridad y satisfacción al cliente
- Atención al cliente para despejar dudas y proporcionar explicaciones sobre el equipo y las metodologías
- Posibilidad de adaptaciones de acuerdo con las necesidades del cliente, lo que vuelve al equipo de línea especial.

