



# **AGITADOR HOMOGENEIZADOR EN 'V'**

## **TE-200/5**

Utilizado para homogeneizar muestras en polvo o gránulos, como por ejemplo fertilizantes.

## Características Técnicas

### TE-200/5

- Amplitud de agitación: 360°;
- Homogeneizador: Construido en acero inoxidable 304 con acabado pulido, interno y externo;
- Motorreductor: De inducción con rotación fija de 28 ±2 RPM ;
- Tapas: En acero inoxidable 304 pulido, removibles, con vedamiento en silicona;
- Volumen total: 09 Litros;
- Gabinete: En acero carbono con tratamiento anticorrosivo y pintura electrostática;
- Dimensiones totales: Ancho=830 x Profundidad=420 x Alto=750 mm;
- Peso: 30 KG;
- Potencia: 245 W;
- Voltaje: 220V +/-5% 60Hz;
- Acompaña: 02 Fusibles extra ;
- Atención: El volumen informado tiene como referencia producto con densidad 0,84Kg/dm<sup>3</sup>;
- Modelo opcional: Modelo TE-200-05-127V para 127 Volts;
- Volumen útil: 03 litros;

## Beneficios y Ventajas

- Entradas para la muestra de fácil acceso (bridas de fácil apertura)
- Acero inoxidable 304 pulido en el interior y el exterior para una mayor vida útil
- Motor de inducción sin escobillas, puede usarse durante largos períodos
- Rígido control de calidad, con el que las verificaciones y pruebas garantizan el perfecto funcionamiento del equipo, lo que proporciona seguridad y satisfacción al cliente
- Atención al cliente para despejar dudas y proporcionar explicaciones sobre el equipo y las metodologías
- Posibilidad de adaptaciones de acuerdo con las necesidades del cliente, lo que vuelve al equipo de línea especial.