


AGITADOR HOMOGENIZADOR EN Y TE-201/5



Utilizado para homogeneizar muestras en polvo o gránulos

Características Técnicas

Amplitud de agitación: 360°

Homogeneizador: Construido en acero inoxidable 304 con acabado pulido, interno y externo

Moto reductor: De inducción con rotación fija de 28 ±2 RPM

Tapas: En acero inoxidable 304 pulido, removibles, con vedación en silicona

Capacidad: 05 Litros

Gabinete: En acero carbono con anti corrosivo y pintura electrostática

Dimensión total: L=830 x A=420 x A=750 mm

Peso: 30 kg

Potencia: 245 Watts

Tensión: 220 Volts

Acompaña: 02 Fusibles extra

Nota: El volumen informado tiene como referencia producto con densidad 1

Modelo opcional: TE-201/5-127V para 127 Volts

Beneficios y Ventajas

- Tapa fácil de quitar en las tres extremidades para limpieza, entrada de muestra y salida de material
- Recipiente inoxidable 304 con soldadura y pulido fino para garantizar una buena asepsia, evitando la contaminación y para una vida útil más larga
- Motor de inducción sin escobillas, puede usarse durante largos períodos
- Rígido control de calidad, con el que las verificaciones y pruebas garantizan el perfecto funcionamiento del equipo, lo que proporciona seguridad y satisfacción al cliente
- Atención al cliente para despejar dudas y proporcionar explicaciones sobre el equipo y las metodologías
- Posibilidad de adaptaciones de acuerdo con las necesidades del cliente, lo que vuelve al equipo de línea especial.

Sobre la marca



Enfocada en el buen funcionamiento de sus productos, en la facilidad de uso, y en la alta precisión de los resultados, Tecnal ofrece soluciones en equipos para laboratorios de las diversas áreas.



Tecnal
Central de ventas
ventas@tecnal.com.br