



PIPETADOR SEMI AUTOMÁTICO

TECSOLO-015

Utilizado para análisis en la preparación del suelo para fines de fertilidad.

Características Técnicas

TECSOLO-015

- Pipetas capilares: 11 pipetas en borosilicato;
- Volumen de la pipetas: 15ml;
- Estructura: Totalmente en acero inoxidable. ;
- Dimensiones: Ancho=918 x Profundidad=320 x Alto=910 mm;
- Peso: 16 kg;
- Acompaña: 45 abrazaderas;
- Nota: Es indispensable utilizar una bomba de vacío;

Beneficios y Ventajas