



# ***PIPETADOR SEMI AUTOMÁTICO***

## ***TECSOLO-025***

Utilizado para análisis en la preparación del suelo para fines de fertilidad.

## Características Técnicas

### TECSOLO-025

- Pipetas capilares: 11 pipetas en borosilicato;
- Volumen de las pipetas: 25ml;
- Estructura: Totalmente en acero inoxidable;
- Dimensiones: Ancho=918 x Profundidad=320 x Alto=910 mm;
- Peso: 16 Kg;
- Acompaña: 45 abrazaderas;
- Nota: 45 abrazaderas Manual de instrucciones con término de garantía;

### Beneficios y Ventajas