



# ***PIPETADOR SEMI AUTOMÁTICO***

## ***TECSOLO-050***

Utilizado para análisis en la preparación del suelo para fines de fertilidad.

## Características Técnicas

### TECSOLO-050

- Pipetas capilares: 11 pipetas en borosilicato;
- Estructura: Totalmente en acero inoxidable;
- Dimensiones: Ancho=918 x Profundidad=320 x Alto=910mm;
- Peso: 16 kg;
- Acompaña: 45 abrazaderas;
- Volumen de las pipetas: 50 ml;
- Nota: Es indispensable utilizar una bomba de vacío;

### Beneficios y Ventajas