



# ***PIPETADOR SEMI AUTOMATICO***

## ***TECSOLO-100***

Utilizado para análisis en la preparación del suelo para fines de fertilidad.

## Características Técnicas

### TECSOLO-100

- Pipetas capilares: 11 pipetas en borosilicato;
- Estructura: Totalmente en acero inoxidable;
- Dimensiones: Ancho=918 x Profundidad=320 x Alto=1015 mm;
- Peso: 16 kg;
- Acompaña: 45 abrazaderas;
- Volumen de las pipetas: 100 ml;
- Nota: Es indispensable utilizar una bomba de vacío;

### Beneficios y Ventajas