



# ***PUENTE DE TITULACIÓN***

## ***TECSOLO-200***

Utilizado para ayudar en las titulaciones de soluciones en análisis de suelos.

## Características Técnicas

### TECSOLO-200

- Capacidad: 11 erlenmeyers de 125 mL o vasos de pH;
- Estructura sustentación: Totalmente en acero inoxidable;
- Base y estructura: Totalmente en acero inoxidable;
- Dimensiones: Ancho=960 x Profundidad=400 x Alto=965 mm;
- Peso: 10 kg con agitador;
- Potencia: 50 Watts;
- Voltaje: 220 Volts;
- Acompaña: 01 Bureta automática en vidrio borosilicato con capacidad para 10 mL; 01 Agitador magnético sin calentamiento;

### Beneficios y Ventajas