



# ***FERMENTEST - KIT PARA TESTE DE FERMENTACIÓN***

*TE-002*

## Características Técnicas

### TE-002

- Controle de temperatura: Digital;
- Temperatura de trabalho: De 40°C a 70°C;
- Precisión:  $\pm 1^{\circ}\text{C}$ ;
- Potencia y resistencia: 600W;
- Compresor de ar: Con cabeza libre de óleo y potencia de 1/6CV;
- Presión: Ajustable hasta 30 lbf/pol<sup>2</sup>;
- Manómetro: Analógico;
- Rotamento: Analógico con banda de lectura hasta 10 l/min;
- Temporizador: Electrónico programable hasta 99,59 horas;
- Gabinete: Con baño maría incorporado, con capacidad para becker de 1 litro;

### Beneficios y Ventajas