



AGITADOR VERTICAL DE PROBETAS

TE-167

Utilizado para análisis física del suelo para medición de la granulometría a través de su densidad. Homogeneiza las muestras preparadas en el TE-161 permitiendo la medición en el densímetro Bouyoucos.

Características Técnicas

TE-167

- Rotación: 0 a 70 OPM (Oscilación por minuto);
- Precisión: ± 5 OPM;
- Desplazamiento agitación: 100 mm;
- Motor: Reductor 19 Watts;
- Capacidad: 01 gaveta con 6 probetas de 500 ml;
- Fijación de la gaveta: Ajuste rápido magnético;
- Gabinete: En acero carbono con tratamiento anticorrosivo y pintura electrostática;
- Dimensiones: Ancho=710 x Profundidad=255 x Alto=700 mm;
- Peso: 20 KG;
- Potencia: 80 Watts;
- Voltaje: 220 Volts;
- Acompaña: 01 Bandeja; 02 Manípulos macho 5/32; 02 Fusibles extra ;
- Nota Las probetas no están incluidas;

Beneficios y Ventajas

- Realización de 6 muestras simultáneas
- Cerradura con llave que garantiza la seguridad del proceso
- Fácil operación ajustando solo el OPM
- Equipo ligero que facilita su manipulación y transporte
- Material resistente lo que garantiza una mayor vida útil del equipo
- Control rígido de calidad con el que las verificaciones y pruebas garantizan el perfecto funcionamiento del equipo lo que proporciona seguridad y satisfacción al cliente


Productos Relacionados



AGITADOR DISPERSOR DE
SUELOS
TE-147



AGITADOR PARA ANÁLISIS
FÍSICA DE SUELOS
TE-161



AGITADOR PARA EL
ANÁLISIS FÍSICO DE SUELOS
TE-161/2