



Telefone: +55 (19) 2105-6161 **E-mail:** contato@tecnal.com.br

Endereço: João Leonardo Fustaino, nº 325 Distrito Industrial Uninorte Piracicaba/SP-Brasil • CEP 13.413-102

DISPENSADOR VOLUME DE 10 A 60 ML - HIRSCHMANN 9362000



Atende a uma grande variedade de aplicações na dispensação de soluções comuns de laboratório (como ácidos e bases diluídas).

Características Técnicas

Dispensador com pistão de cerâmica:	Para garrafas de uso universal, com sistema de recirculação de reagente
Volume ajustável:	10,0 a 60,0 ml
Incremento do volume:	1,0 ml
Precisão (%):	0,6
Coefficiente de variação (%):	0,2
Corpo autoclavável:	A até 121°C
Encaixe:	Rosca padrão "A" de 45 mm
Acompanha:	1 (um) tubo de sucção; 1 (um) tubo para recirculação; 3 (três) adaptadores para garrafas com diferentes tamanhos de boca (A 32, S 40 e A 38); 1 (uma) chave para a válvula; Certificado individual de teste de controle de qualidade (atrelado ao número de série do equipamento); Certificado de conformidade

Benefícios e Vantagens

- Pistão feito de cerâmica de óxido de alumínio resistente
- Toda unidade pode ser esterilizada a 121 °C
- Rotação livre proporcionando praticidade
- Sistema de recirculação do líquido simples e rápido, sem perda de reagente proporcionando economia
- Calibração válida para um ciclo de vida garantindo precisão e exatidão
- Montagem roscada da mangueira de sucção
- Resistências química e térmica proporcionam longa vida útil ao equipamento
- Certificado de qualidade com certificação de conformidade
- Acessórios opcionais para facilitar o trabalho
- Produto desenvolvido e projetado para os mais altos padrões de precisão e confiabilidade
- São oferecidos inspeção e calibração de dispositivos
- O laboratório de calibração da Hirschmann foi acreditado em 2002 de acordo com a DIN EN ISO / IEC 17025
- A Hirschmann está autorizada a emitir certificados de calibração. Registros com superfície de máxima aderência, fornecendo uma titulação muito sensível

Sobre a marca

HIRSCHMANN®

Desenvolve soluções inovadoras
para seus clientes no trabalho
diário em laboratórios.



Tecnal
Central de vendas
vendas@tecnal.com.br