



MESA AGITADORA PARA FUNIL DE SEPARAÇÃO

TE-240/2

Utilizado para agitação do tipo pendular de amostras em funil de 500ml

Características Técnicas

TE-240/2

- Rotação: 70 a 300 BPM;
- Controle de rotação: Analógico com display digital;
- Resolução de leitura BPM: Unitária;
- Variação de controle: +/-1BPM;
- Motor: Indução trifásico de 1/6 HP;
- Temporizador: Digital - Programável HH:MM. Desligamento automático ao término do tempo programado;
- Bandeja: Com suporte para 7 funil de 500ml;
- Gabinete: Em aço carbono com tratamento anti-corrosivo e pintura eletrostática;
- Dimensões: L=700 x P=540 x A=370 mm;
- Peso: 38 kg;
- Potência: 220 Watts;
- Tensão: 220 Volts;
- Acompanha: 02 Fusíveis extra; 02 Parafusos para fixação ;

Benefícios e Vantagens

- Possui manípulos com ajuste para funis de características variáveis
- Opcional: escolha da plataforma de acordo com a necessidade do cliente
- Plataforma em aço inox 304 proporcionando durabilidade
- Presença de temporizador para praticidade
- Apresenta estabilidade, garantindo segurança
- Possui controle de agitação digital de fácil programação
- Pode trabalhar tanto em 50, quanto em 60 Hertz
- Possui conector IEC, padrão de qualidade
- Suporta longos períodos de uso
- Controle de Qualidade rígido, em que verificações e testes garantem o perfeito funcionamento do equipamento, proporcionando segurança e satisfação ao cliente
- Atendimento ao cliente, para tirar dúvidas e proporcionar explicações sobre o equipamento e metodologias
- Possibilidade de adaptações de acordo com as necessidades do cliente, torna o equipamento já de linha um equipamento especial.