



Telefone: +55 (19) 2105-6161 E-mail: contato@tecnal.com.br

Endereço: João Leonardo Fustaino, nº 325 Distrito Industrial Uninorte Piracicaba/SP-Brasil • CEP 13.413-102

AGITADOR DE TUBOS AP-56/1



Utilizado para agitação e homogeneização de diferentes amostras em tubos de até 30 mm de diâmetro, pequenos frascos de reagentes e balões volumétricos, sendo indicado para apoio laboratorial em geral. Permite melhores condições de trabalho com grande economia de tempo e boa qualidade nas homogeneizações realizadas.

Características Técnicas

Capacidade:	Tubo de ensaio de até Ø30mm
Estrutura:	Montado em caixa de aço carbono e base de agitação em alumínio com adaptador receptáculo de borracha sintética
Motor:	3.800 RPM
Controle de velocidade:	Tipo eletrônico
Funcionamento:	Modo contínuo ou Periódico por pressão em seu receptáculo.
Tensão:	127V/220V (Por chave de Seleção) 60Hz
Dimensões:	14 x 14 x 17 cm (A x L x P)
Potência:	60W
Agitação:	Tipo Vortex

Benefícios e Vantagens

- Compacto, estável e de fácil utilização
- Praticidade: podem ser utilizados tubos de ensaio de até 30 mm de diâmetro, tubos de centrífugas, cubetas de colorímetro ou espectrofômetro, pequenos frascos de reagentes, frascos Erlenmeyer e balões volumétricos
- Pode funcionar tanto em periódico (por pressão) quanto em regime constante: isso possibilita a agitação somente quando houver necessidade e também facilita em não ter que desligar o equipamento a cada vez que se coloca o recipiente para agitação
- Chave de seleção 127/220V para praticidade de uso de acordo com a tensão do local
- Base de agitação emborrachada para proteção e aderência à vidraria, evitando-se acidentes
- Sistema de dimerização para ajuste de velocidade de acordo com a necessidade do cliente
- Controle de Qualidade rígido, em que verificações e testes garantem o perfeito funcionamento do equipamento, proporcionando segurança e satisfação ao cliente
- Atendimento ao cliente, para tirar dúvidas e proporcionar explicações sobre o equipamento e metodologias
- Possibilidade de adaptações de acordo com as necessidades do cliente torna o equipamento já de linha um equipamento especial.

Sobre a marca



A Tecnal oferece soluções em equipamentos para laboratórios de diversos segmentos de atuação, focada no bom funcionamento dos produtos, na facilidade de utilização e na alta precisão dos resultados!



Tecnal
Central de vendas
vendas@tecnal.com.br