



Telefone: +55 (19) 2105-6161 E-mail: contato@tecnal.com.br

Endereço: João Leonardo Fustaino, nº 325 Distrito Industrial Uninorte Piracicaba/SP-Brasil • CEP 13.413-102

## ***AGITADOR JARTEST JTAT-100/6-TOUCH***



Utilizado nas Estações de Tratamento de Água, para a determinação das dosagens ótimas dos coagulantes a serem empregados (Teste de Floculação em efluentes). Por este teste, determina-se a condição ótima para floculação da amostra caracterizada pelo tempo e agitação necessária.

## Características Técnicas

Ihm / Display:	Display TFT colorido com touch screen resistivo
Gabinete:	Em chapa de aço pintada com tinta epóxi eletrostática e parafusos em aço inox 306
Quantidade de jarros:	Seis jarros confeccionados em acrílico com parede de 3mm
Capacidade por jarro:	2000ml com escala graduada
Material das pás:	Aço inox 306 e palhetas com dimensões de 25.4 x 76.2 mm
Base e iluminação:	Led alto brilho e guia centralizador do jarro
Transmissão:	Polias sincronizadoras em polipropileno e correia sincronizadora em poliuretano com alma em aço
Modos de funcionamento:	Possui modo Automático e Modo Manual de operação disponível

## Benefícios e Vantagens

### Sobre a marca

REVENDA

A Tecnal firmou parcerias com os principais fornecedores de equipamentos para laboratórios de diversos segmentos de atuação, focada no bom funcionamento dos produtos, na facilidade de utilização e na alta precisão dos resultados!



**JOSÉ FERNANDO RENOSTO**

fernando.renosto@tecnallab.com.br