



# **MEDIDOR DE CLOROFILA PORTÁTIL**

## **FK-CFL 2060**

Medidor de clorofila portátil para medição do teor de clorofila diretamente nas plantas em campo.

## Características Técnicas

### FK-CFL 2060

- Escala de medição: 0 a 100 ICF;
- Resolução da medição: 0,1 ICF;
- Duração de uma medição: 2 s;
- Capacidade de memória: Até 20.000 medições;
- Área ativa de recepção: 9 mm<sup>2</sup>;
- Área Foliar de Medição: 50.3 mm;
- Compensação de temperatura: Sim;
- Temperatura de operação: 0 a 50°C;
- Alimentação: Bateria recarregável interna;
- Autonomia: 20 horas de uso;
- Carregamento da Bateria: Conector USB-C\*;
- Indicações ao usuário: Tela LCD gráfica com backlight. Indicação Sonora;
- Teclas: 4 para operação, 1 liga/desliga;
- Peso do equipamento: 275 g;
- GPS: Integrado;
- Comunicação: USB ou Bluetooth;
- App de Conexão: Falker Leaf;
- Idiomas: Português, Espanhol e Inglês;
- Itens Inclusos: Estojo de Proteção, Alça de segurança, Termos de Garantia e Cabo USB de comunicação \* Compatível com carregadores de celular. Carregador é vendido separadamente ;

## Benefícios e Vantagens

- Medições rápidas, precisas e não destrutivas
- Agilidade na tomada de decisões
- Possibilidade de economia de adubos
- GPS acoplado para georreferenciamento