



ANALISADOR ENZIMÁTICO PORTÁTIL

BIOLAN-BIOSSENSOR BIO 7000 - PORTÁTIL

O BIO 7000 é um biossensor enzimático portátil específico, rápido, preciso, fácil de usar, pré-calibrado e econômico, para a quantificação de diferentes parâmetros de interesse para a indústria alimentícia. Analisa parâmetros como: Sulfito, Histamina, Ácido málico, e Sal/Sódio em produtos como: atum, farinha de peixe, molho de peixe, camarão, outros crustáceos, água de coco, laticínios, vinho, mosto e frutas secas.

Características Técnicas

BIOLAN-BIOSSENSOR BIO 7000 - PORTÁTIL

- Tempo médio de análise 1-2 minutos;
- Biotestes disponíveis: biotestes serigrafados (SPE) específicos para cada parâmetro, de uso único e pré-calibrados . OBS: Cotados separadamente, para cada aplicação.;
- Conexão: Dotado de conectividade digital a uma plataforma que facilita a rastreabilidade e análise de dados, bem como a gestão do processo analítico .;

Benefícios e Vantagens

- Resultados em: 1-2 minutos Biossensor enzimático com eletrodos serigrafados (SPE) específicos de acordo com parâmetro, de uso único e pré-calibrados. Conexão: Equipado com conectividade digital, o BIOLANglobal facilita a rastreabilidade e análise de dados, bem como a gestão do processo analítico. Equipamento ultraleve, projetado para análises em campo. Não utiliza reagentes agressivos.