



CHAPA AQUECEDORA

TE-038

Utilizado em laboratórios onde se necessita de aquecimento para o preparo de soluções, evaporações de solventes etc.

Características Técnicas

TE-038

- Temperatura: 50°C a 300°C;
- Controle de temperatura: Termostato / analógico;
- Precisão de controle: $\pm 10^{\circ}\text{C}$;
- Placa: Em alumínio escovado 400x300 mm;
- Gabinete: Em aço inox 304 escovado;
- Dimensões: L=400 x P=355 x A=165 mm;
- Peso: 12 KG;
- Potência: 2400 Watts;
- Tensão: 220 Volts;

Benefícios e Vantagens

- Fácil operação e manuseio
- Equipamento compacto, ocupando pouco espaço na bancada
- Placa em formato retangular que garante maior área disponível para aquecimento
- Gabinete em aço carbono que proporciona alta resistência e fácil assepsia

Produtos Relacionados

