



MESA AGITADORA OSCILANTE

TE-143

Utilizada para mescla de líquidos facilmente imiscíveis e que não demandem muito tempo de agitação para sua homogeneização.

Características Técnicas

TE-143

- Rotação: 30 a 120 OPM;
- Controle de rotação: Analógico;
- Motor: Corrente contínua 100W;
- Gabinete: Em aço carbono com tratamento anticorrosivo e pintura eletrostática;
- Dimensões: L=385 x P=345 x A=195 mm (sem plataforma);
- Peso: 16 kg;
- Potência: 150 Watts;
- Tensão: 220 Volts;
- Acompanha: 02 Fusíveis extras;

Benefícios e Vantagens

- Bandeja em alumínio leve com borracha para aderência dos frascos
- Versatilidade: podem ser usados vários tipos (opcional)
- Compacta e de fácil manuseio
- Plug IEC padrão internacional
- Pés de alta aderência em forma de ventosa para maior estabilidade
- Alças para facilitar o transporte
- Controle analógico de rotação (OPM) de fácil programação
- Controle de Qualidade rígido em que verificações e testes garantem o perfeito funcionamento do equipamento proporcionando segurança e satisfação ao cliente
- Atendimento ao cliente para tirar dúvidas e proporcionar explicações sobre o equipamento e metodologias
- Possibilidade de adaptações de acordo com as necessidades do cliente torna o equipamento já de linha um equipamento especial.