



Telefone: +55 (19) 2105-6161 E-mail: contato@tecnal.com.br

Endereço: João Leonardo Fustaino, nº 325 Distrito Industrial Uninorte Piracicaba/SP-Brasil • CEP 13.413-102

AGITADOR DE WAGNER TE-160



Utilizado no preparo de amostras que necessitem de movimento rotativo de 360°.

Características Técnicas

Rotação:	10 a 60 RPM
Precisão:	±5 RPM
Controle de rotação:	Analógico
Amplitude de agitação:	360°
Motor:	Redutor 84 Watts
Capacidade:	08 provas
Suporte:	Giratório para garrafas Stolhman de 500 ml, em borossilicato
Fixação das garrafas:	Através de manípulos
Gabinete:	Em aço carbono com tratamento anti-corrosivo e pintura eletrostática
Dimensões:	L=550 x P=370 x A=630 mm
Peso:	20 kg
Potência:	100 Watts
Tensão:	220 Volts
Acompanha:	02 Fusíveis extra
Nota:	Não acompanha as garrafas

Benefícios e Vantagens

Sobre a marca



A Tecnal oferece soluções em equipamentos para laboratórios de diversos segmentos de atuação, focada no bom funcionamento dos produtos, na facilidade de utilização e na alta precisão dos resultados!



Tecnal
Central de vendas
vendas@tecnal.com.br