



AGITADOR HOMOGENEIZADOR EM 'V'

TE-200-15

Utilizado para homogeneizar amostras em pó ou grânulos, como por exemplo, fertilizantes.

Características Técnicas

TE-200-15

- Amplitude de agitação: 360°;
- Homogeneizador: Construído em aço inoxidável 304 com acabamento polido, interno e externo;
- Motor: 1/3 trifásico com Redutor ;
- Tampas: Em aço inox 304 polido, removíveis, com vedação em silicone;
- Volume total: 24,5 litros;
- Gabinete: Em aço carbono com tratamento anticorrosivo e pintura eletrostática;
- Dimensões totais: L=940 x P=590 x A=850 mm;
- Peso: 44 KG;
- Potência: 250 W;
- Tensão: 220V+/-5% 50/60 Hz;
- Acompanha: 2 Fusíveis extra;
- Nota: O volume util informado tem como referência produto com densidade 0,70Kg/dm³;
- Range de rotação: 10 a 60 RPM ;
- Precisão: ±2 RPM ;
- Controle de rotação: Analógica via potenciômetro e inversor de frequência ;
- Leitura de RPM: Via tacômetro digital;
- Volume útil: 7,5 litros;

Benefícios e Vantagens

- Entradas para amostra de fácil acesso (flanges de fácil abertura)
- Em aço inox 304 polido na parte interna e externa, para maior vida útil
- Motor de indução sem escovas, podendo ser utilizados por longos períodos
- Controle de Qualidade rígido, em que verificações e testes garantem o perfeito funcionamento do equipamento, proporcionando segurança e satisfação ao cliente
- Atendimento ao cliente, para tirar dúvidas e proporcionar explicações sobre o equipamento e metodologias
- Possibilidade de adaptações de acordo com as necessidades do cliente, torna o equipamento já de linha um equipamento especial.