



# **AGITADOR HOMOGENEIZADOR EM 'V'**

## **TE-200/5**

Utilizado para homogeneizar amostras em pó ou grânulos, como por exemplo, fertilizantes.

## Características Técnicas

### TE-200/5

- Amplitude de agitação: 360°;
- Homogeneizador: Construído em aço inoxidável 304 com acabamento polido, interno e externo;
- Motoredutor: De indução com rotação fixa de 28 ±2 RPM ;
- Tampas: Em aço inox 304 polido, removíveis, com vedação em silicone;
- Volume total: 09 Litros;
- Gabinete: Em aço carbono com tratamento anticorrosivo e pintura eletrostática;
- Dimensões totais: L=830 x P=420 x A=750 mm;
- Peso: 30 KG;
- Potência: 245 W;
- Tensão: 220V +/-5% 60Hz;
- Acompanha: 02 Fusíveis extra;
- Nota: O volume útil informado tem como referência produto com densidade 0,84Kg/dm<sup>3</sup>;
- Volume Útil: 03 Litros;

## Benefícios e Vantagens

- Entradas para amostra de fácil acesso (flanges de fácil abertura)
- Em aço inox 304 polido na parte interna e externa, para maior vida útil
- Motor de indução sem escovas, podendo ser utilizados por longos períodos
- Controle de Qualidade rígido, em que verificações e testes garantem o perfeito funcionamento do equipamento, proporcionando segurança e satisfação ao cliente
- Atendimento ao cliente, para tirar dúvidas e proporcionar explicações sobre o equipamento e metodologias
- Possibilidade de adaptações de acordo com as necessidades do cliente, torna o equipamento já de linha um equipamento especial.