



# **MESA AGITADORA PENDULAR**

## **TE-241**

Utilizada para agitar Erlenmeyers frascos e outros recipientes contendo amostras por um curto período de trabalho máximo de 8 Horas ininterruptas.

## Características Técnicas

### TE-241

- Rotação: 30 a 120 BPM (Batidas por minuto);
- Controle de rotação: Analógico via potenciômetro;
- Motor: Corrente contínua 100W;
- Plataforma: Emborrachada com três separadores reguláveis;
- Gabinete: Em aço carbono com tratamento anticorrosivo e pintura eletrostática;
- Dimensões: L=410 x P=300 x A=200 mm (com plataforma);
- Peso: 16 kg;
- Potência: 150 Watts;
- Tensão: 127-220V+/-5% 50/60Hz;
- Acompanha: 02 Fusíveis extra ;

### Benefícios e Vantagens

- Equipamento compacto
- Bivolt para praticidade
- Versatilidade: pode trabalhar com diferentes tamanhos de frasco pelas abas reguláveis
- Plataforma em alumínio com base emborrachada para aderência
- Plug IEC C13/C14 padrão de qualidade
- Alças para facilitar o transporte
- Pode ser usada com outros tipos de bandejas opcionais