



# ***PIPETADOR SEMIAUTOMÁTICO***

## ***TECSOLO-005***

Utilizado para análises na preparação do solo para fins de fertilidade.

## Características Técnicas

### TECSOLO-005

- Pipetas capilares: 11 pipetas em borossilicato;
- Volume: 5 ml;
- Estrutura: Totalmente em aço inox;
- Dimensões: L=918 x P=320 x A=810 mm ;
- Peso: 16 kg;
- Acompanha: 45 Abraçadeiras;;
- Nota: É indispensável a utilização de bomba de vácuo;

### Benefícios e Vantagens