



PIPETADOR SEMIAUTOMÁTICO

TECSOLO-015

Utilizado para análises na preparação do solo para fins de fertilidade.

Características Técnicas

TECSOLO-015

- Pipetas capilares: 11 pipetas em borossilicato;
- Volume: 15 ml;
- Estrutura: Totalmente em aço inox;
- Dimensões: L=918 x P=320 x A=910 mm;
- Peso: 16 kg;
- Acompanha: 45 Abraçadeiras ;
- Nota: É indispensável a utilização de bomba de vácuo;

Benefícios e Vantagens