



# ***PIPETADOR SEMIAUTOMÁTICO***

## ***TECSOLO-025***

Utilizado para análises na preparação do solo para fins de fertilidade.

## Características Técnicas

### TECSOLO-025

- Pipetas capilares: 11 pipetas em borossilicato;
- Volume: 25 ml;
- Estrutura: Totalmente em aço inox;
- Dimensões: L=918 x P=320 x A=910 mm;
- Peso: 16 kg;
- Acompanha: 45 Abraçadeiras ;
- Nota: É indispensável à utilização de bomba de vácuo;

### Benefícios e Vantagens