



**Telefone:** +55 (19) 2105-6161 **E-mail:** contato@tecnal.com.br

**Endereço:** João Leonardo Fustaino, nº 325 Distrito Industrial Uninorte Piracicaba/SP-Brasil • CEP 13.413-102

## ***PIPETADOR SEMIAUTOMÁTICO TECSOLO-025***



Utilizado para análises na preparação do solo, para fins de fertilidade.

## Características Técnicas

Pipetas capilares: 11 pipetas em borossilicato  
Volume: 25 ml  
Estrutura: Totalmente em aço inox  
Dimensões: L=918 x P=320 x A=910 mm  
Peso: 16 kg  
Acompanha: 45 Abraçadeiras  
Nota: É indispensável à utilização de bomba de vácuo

## Benefícios e Vantagens

### Sobre a marca



A Tecnal oferece soluções em equipamentos para laboratórios de diversos segmentos de atuação, focada no bom funcionamento dos produtos, na facilidade de utilização e na alta precisão dos resultados!



**Tecnal**  
Central de vendas  
vendas@tecnal.com.br