



# ***PIPETADOR SEMIAUTOMÁTICO***

## ***TECSOLO-050***

Utilizado para análises na preparação do solo para fins de fertilidade.

## Características Técnicas

### TECSOLO-050

- Pipetas capilares: 11 pipetas em borossilicato;
- Volume: 50 ml;
- Estrutura: Totalmente em aço inox ;
- Dimensões: L=918 x P=320 x A=910 mm ;
- Peso: 16 Kg;
- Acompanha: 45 Abraçadeiras;
- Nota: É indispensável à utilização de bomba de vácuo ;

### Benefícios e Vantagens