



# ***PIPETADOR SEMIAUTOMÁTICO***

## ***TECSOLO-075***

Utilizado para análises na preparação do solo para fins de fertilidade.

## Características Técnicas

### TECSOLO-075

- Pipetas capilares: 11 pipetas em borossilicato ;
- Volume: 75 ml;
- Estrutura: Totalmente em aço inox;
- Dimensões: L=918 x P=320 x A=1015 mm ;
- Peso: 16 kg;
- Acompanha: 45 Abraçadeiras;
- Nota: É indispensável à utilização de bomba de vácuo ;

### Benefícios e Vantagens