



AGITADOR ROTATIVO DE GARRAFAS E LATAS

TE-164

Utilizado para agitar garrafas e latas de cerveja para posterior medição de oxigênio do espaço livre (head space) retido no líquido.

Características Técnicas

TE-164

- Rotação: Fixa em 50 RPM;
 - Precisão: ± 5 RPM;
 - Amplitude de agitação: 360°;
 - Motor: Redutor 67 Watts;
 - Temporizador: Digital - Programável MM:SS, com alarme ao final do tempo programado ;
 - Capacidade: 4 provas;
 - Suporte: Giratório em aço inox com ajuste para garrafas de 1000 ml, 600 ml, long-neck e latas
- Fixação dos recipientes: Através de manípulos ;
- Segurança: Tampa em acrílico;
 - Gabinete: Em aço carbono com tratamento anticorrosivo e pintura eletrostática;
 - Dimensões: L=700 x P=470 x A=570 mm;
 - Peso: 20 kg;
 - Potência: 120 Watts;
 - Tensão: 220 V 50/60 Hz;
 - Acompanha: 02 Fusíveis extras; 04 Manípulos de fixação ;
 - Observação: Rotação estabelecida com testes realizados em rede estabilizada 220V/60Hz com Temperatura ambiente 25°C;

Benefícios e Vantagens

- Equipamento compacto e de fácil manuseio
- Proteção em acrílico para segurança a qual proporciona também visualização das amostras
- Alarme sonoro para aviso do término do processo proporcionando praticidade
- Fácil montagem da galeria
- Presença de temporizador que proporciona agilidade ao processo
- Fácil manutenção
- Galeria em aço inox 304 proporcionando maior durabilidade
- Padrão de entrada de alimentação IEC
- Controle de Qualidade rígido em que verificações e testes garantem o perfeito funcionamento do equipamento proporcionando segurança e satisfação ao cliente
- Atendimento ao cliente para tirar dúvidas e proporcionar explicações sobre o equipamento e metodologias
- Possibilidade de adaptações de acordo com as necessidades do cliente torna o equipamento já de linha um equipamento especial.