



Telefone: +55 (19) 2105-6161 **E-mail:** contato@tecnal.com.br

Endereço: João Leonardo Fustaino, nº 325 Distrito Industrial Uninorte Piracicaba/SP-Brasil • CEP 13.413-102

CHAPA AQUECEDORA TE-0181



Utilizado em laboratórios onde se necessita de aquecimento para o preparo de soluções, evaporações de solventes etc.

Características Técnicas

Temperatura:	50°C a 300°C
Controle de temperatura:	Termostato / Analógico
Precisão de controle:	±10°C
Placa:	Em alumínio escovado 305x205 mm
Gabinete:	Em aço inox 430
Dimensões:	L=300 x P=250 x A=140 mm
Peso:	3,3 KG
Potência:	1200 Watts
Tensão:	220 Volts
Acompanha:	02 Fusíveis extra

Benefícios e Vantagens

- Fácil operação e manuseio
- Equipamento compacto, ocupando pouco espaço na bancada
- Placa em formato retangular que garante maior área disponível para aquecimento
- Gabinete em aço carbono que proporciona alta resistência e fácil assepsia

Sobre a marca



A Tecnal oferece soluções em equipamentos para laboratórios de diversos segmentos de atuação, focada no bom funcionamento dos produtos, na facilidade de utilização e na alta precisão dos resultados!



Tecnal
Central de vendas
vendas@tecnal.com.br