



## ***GALERIA EXAUSTORA***

***TE-008/50-GE***

Utilizado para exaustão e aspiração de gases para tubos macro no processo de digestão ácida com bloco digestor.

## Características Técnicas

### TE-008/50-GE

- Capacidade: 8 tubos macro com rosca Ø 50 x 250 mm dividido em 1 manifold de vidro borossilicato;
- Cabeçote: Vidro borossilicato para aspiração com flange;
- Anéis de vedação: Teflonizados para tubos com rosca;
- Estrutura: Em aço inox 304;
- Dimensões: L=680 x P=155 x A=435 mm;
- Peso: 3,8 kg;
- Acompanha: Vidrarias (exceto o tubo macro);

## Benefícios e Vantagens

- Galeria intercambiável que permite ser utilizada com os blocos digestores: TE-0081/50 e TE-008/50-04
- Feita em aço inox 304 que proporciona alta resistência
- A parte utilizada para transporte dos tubos é feita em alumínio, material leve para facilitar o deslocamento
- Presença de manifold único, o que permite a utilização de apenas uma bomba de vácuo (Scrubber) para as 8 amostras
- O anel de fixação, as juntas e a conexão de saída são em teflon, que é um material inerte e resistente aos gases ácidos, o que garante resistência
- Presença de alças em baquelite, material que suporta altas temperaturas, garantindo maior vida útil ao equipamento
- Controle de Qualidade rígido, em que verificações e testes garantem o perfeito funcionamento do equipamento, proporcionando segurança e satisfação ao cliente
- Atendimento ao cliente, para tirar dúvidas e proporcionar explicações sobre o equipamento e metodologias
- Possibilidade de adaptações de acordo com as necessidades do cliente, torna o equipamento já de linha um equipamento especial.