



Telefone: +55 (19) 2105-6161 **E-mail:** contato@tecnal.com.br
Endereço: João Leonardo Fustaino, nº 325 Distrito Industrial Uninorte Piracicaba/SP-Brasil • CEP 13.413-102

DESTILADOR DE FENOL TE-1256



Utilizado em destilação de fenol, para posterior análise de compostos fenólicos em águas e efluentes.

Características Técnicas

Controle de temperatura:	Analógico individual
Painel de controle:	Com indicadores visuais de aquecimento
Vidrarias:	6 balões de 1000, 6 condensadores tipo serpentina em vidro borossilicato
Gabinete:	Em aço carbono com tratamento anticorrosivo e pintura eletrostática
Dimensões:	L=880 x P=450 x A=740 mm
Peso:	28,5 KG
Potência:	3000 Watts
Tensão:	220 Volts
Acompaña:	6 Erlenmeyer de 500 ml

Benefícios e Vantagens

- Equipamento compacto
- Pode ser utilizado com um banho termostaticado (como TE-183 ou TE-186) para resfriamento dos condensadores, proporcionando grande economia de água
- Presença de controladores de temperatura independentes, possibilitando trabalhar com número de amostras que for necessário, de 1 até 6 amostras independentes
- Pode-se utilizar recipientes de amostra de diferentes tamanhos, proporcionando praticidade
- As conexões das vidrarias são juntas cônicas, que facilitam o trabalho
- As resistências promovem aquecimento de forma rápida, tendo por característica conservação de energia
- A rampa de aquecimento é rápida, proporcionando agilidade
- Condensadores são de fácil encaixe nas garras, facilitando o processo
- Gabinete em aço carbono com tratamento anticorrosivo e pintura eletrostática aumentando consideravelmente o tempo de vida útil do equipamento
- Controle de Qualidade rígido, em que verificações e testes garantem o perfeito funcionamento do equipamento, proporcionando segurança e satisfação ao cliente
- Atendimento ao cliente, para tirar dúvidas e proporcionar explicações sobre o equipamento e metodologias
- Possibilidade de adaptações de acordo com as necessidades do cliente, torna o equipamento já de linha um equipamento especial.

Sobre a marca



A Tecnal oferece soluções em equipamentos para laboratórios de diversos segmentos de atuação, focada no bom funcionamento dos produtos, na facilidade de utilização e na alta precisão dos resultados!



Tecnal
Central de vendas
vendas@tecnal.com.br