



# ***AUTOCLAVE HORIZONTAL***

## ***AB-21***

Utilizado para esterilização e secagem de materiais e utensílios diversos.

## Características Técnicas

### AB-21

- Potência: 1300 Watts ;
- Voltagem: 110/220 Volts;
- Dimensões internas: 230mm ø x 500mm profundidade;
- Dimensões externas: L=480 x C=630 x A=330mm;
- Câmara interna: Em aço inoxidável AISI 304;
- Capacidade: 21 litros;
- Segurança: Sensor que impede o funcionamento do equipamento com a tampa aberta;
- Tampa: Com anel de vedação em borracha de silicone;
- Acompanha: 3 bandejas medindo 150x500mm;

### Benefícios e Vantagens

- Linha AB - capacidade de 12, 14, 19 e 21 litros
- Pannel com botão liga/desliga
- Controlador microprocessado com 10 programas
- Tempo de esterilização de até 99 minutos
- Tempo de secagem de até 99 minutos
- Temperatura de trabalho programável de 90° a 135°C
- Pressão de operação: 1,0 a 2,3 Bar
- Pressão de Teste Hidrostático = 3,0 Bar
- Eliminação automática do ar interno
- Sensor de temperatura
- Dispositivos de Segurança contra sobrepresão, temperatura e segurança elétrica
- Porta com proteção térmica
- Secagem gravitacional
- Não é indicada para esterilização de meios de cultura