



AGITADOR VERTICAL DE PROVETAS

TE-167

Utilizado para análise física do solo para medição da granulometria através de sua densidade. Homogeneiza as amostras preparadas no TE-161 permitindo a medição no densímetro Bouyoucos.

Características Técnicas

TE-167

- Rotação: 0 a 70 OPM (Oscilação por minuto);
- Precisão: ± 5 OPM;
- Deslocamento de agitação: 100 mm;
- Motor: Redutor 19 Watts;
- Capacidade: 1 gaveta com 6 provetas de 500 ml;
- Fixação da gaveta: Encaixe rápido magnético;
- Gabinete: Em aço carbono com tratamento anticorrosivo e pintura eletrostática;
- Dimensões: L=710 x P=255 x A=700 mm;
- Peso: 20 KG;
- Potencia: 80 Watts;
- Tensão: 220 Volts;
- Acompanha: 01 Bandeja; 02 Manípulos macho 5/32; 02 Fusíveis extras;
- Nota: Não acompanha provetas;

Benefícios e Vantagens

- Realização de 6 amostras simultâneas
- Chave-trava que garante segurança ao processo
- Fácil operação ajustando somente a OPM
- Equipamento leve o que facilita o manuseio e transporte
- Material resistente garantindo maior tempo de vida útil ao equipamento
- Controle de Qualidade rígido em que verificações e testes garantem o perfeito funcionamento do equipamento proporcionando segurança e satisfação ao cliente

Produtos Relacionados



AGITADOR DISPERSOR DE
SOLOS
TE-147



AGITADOR PARA ANÁLISE
FÍSICA DE SOLOS
TE-161



AGITADOR PARA ANÁLISE
FÍSICA DE SOLOS
TE-161/2