



## ***TENSIÔMETRO COM RESERVATÓRIO INJETÁVEL SEC-2725ARL06***

Utilizado para medir a tensão do solo, sendo as principais aplicações: programar a escala de irrigações; monitorar as condições de amostragem e em parcelas de culturas em campo. Devido ao reservatório de água injetável a série SEC-2725ARL pode permanecer em campo por anos.

## Características Técnicas

### SEC-2725ARL06

- Extensão da medição: 0 a 100 cb - centibar (0 a 100 KPa);
- Comprimento: 6 polegadas (15,24 cm);
- Estilo do manômetro: Recalibrador ;
- Peso: 0,30kg;
- Capacidade do reservatório: 70 mL ;

## Benefícios e Vantagens

- Apresenta o reservatório Jet Fill para conveniência e minimização de perturbações do solo quando a manutenção é necessária
- A construção modular exclusiva permite a fácil substituição da ponta porosa de cerâmica e do manômetro
- Adaptação de extensões para flexibilidade e variedade de uso.