



# ***MEDIDOR PORTÁTIL DE pH***

## ***YSI-ECO 100A-4***

Análise de pH em campo.

## Características Técnicas

### YSI-ECO 100A-4

- Tamanho: 70 mm largura x 186 mm comprimento;
- Peso: 430 gramas com bateria;
- pH: 2 a 16 unidades ;
- mV 1999 to +1250 mV ;
- Temperatura: -10 to +120°C ;
- Acompanha: Equipamento ECO 100A; Cabo de 4 metros com sonda para análise; Mala para transporte ;

## Benefícios e Vantagens

- A nova linha EcoSense<sup>®</sup> de produtos da YSI apresenta instrumentos compactos e portáteis para medições simples de leituras de pH ou valores de mV/ORP e temperatura. O equipamento EcoSense pH100A é ideal para a aplicação em águas residenciais, águas superficiais e aquicultura
- O modelo YSI pH100A também permite a conexão de um sensor de ponta chata (YSI 112-1) junção dupla e anel na ponta (YSI 111-1) para aplicações adicionais. Além disso, o sensor de pH é à prova d'água, cabos submersíveis ao longo de todo o comprimento
- IP67
- 1 ano de garantia para o instrumento
- Compensação de temperatura manual ou automática
- Marca registrada.