



HOMOGENEIZADOR DE AMOSTRAS BAGMIXER-400-SW INT-BAGMIXER-400-SW

Utilizado para homogeneização de amostras para preparo durante as análises microbiológicas.

Características Técnicas

INT-BAGMIXER-400-SW

- Capacidade: 50 to 400 mL;
- Ruído: Menor que 48 db;
- Janela: Transparente (dupla camada de policarbonato);
- Velocidade: Apenas 60 segundos para homogeneizar a amostra;
- Fácil limpeza: Abertura total da porta e total acesso à câmara de homogeneização;
- Pedais: Click and Clean[®] System; pedais removíveis;
- Segurança: Bandeja pingadora de segurança;
- Estrutura: Inteiro em aço inox 304 L;
- Motor: Sem escova de 180 watts;
- Estabilidade: Estável, com pés antivibração;
- Tela multifuncional: Fácil controle;
- Sensor de vazamento: Caso haja um vazamento, o equipamento parará automaticamente;
- Sistema de luz: (LED lightcode) indicativa: indica o estágio de homogeneização;
- Velocidade: 4 ajustes;
- Velocidade: De homogeneização: 4, 6, 8, 10 batidas/segundo;
- Câmara: De homogeneização: de policarbonato branco;
- Iluminação: Luz LED branca na câmara de homogeneização;
- Dimensões: 29 x 45 x 37 cm;
- Peso: 26Kg;
- Fonte: 100-240 V 50-60Hz;
- Garantia: 3 anos de garantia (após envio do cartão de validação);
- Acompanha: 30 sacos estéreis para acondicionamento da amostra, cabo de força e manual de instruções ;

Benefícios e Vantagens

- Ruído abaixo de 48 db
- Apenas 60 segundos para homogeneizar a amostra
- Fácil limpeza: abertura total da porta e total acesso à câmara de homogeneização.

Produtos Relacionados

