



MICROSCÓPIO BIOLÓGICO BINOCULAR MB-E5-NINGBO

Utilizado nas áreas de pesquisa e ensino para visualização de micropartículas, fungos, bactérias, entre outros.

Características Técnicas

MB-E5-NINGBO

- Oculares: 10x/18 mm;
- Objetivas: 4x/0,10 - 10x/0,25 - 40x/0,65 retrátil
100x/1,25 retrátil/imersão;
- Platina: 140x132 mm com charriot graduado
deslocando 77x50 mm;
- Condensador: 1,25 AN Diafragma de Íris;
- Ajuste dioptria: ± 5 mm ;
- Distância interpupilar: 50 - 77 mm;
- Iluminação: LED ;
- Sistema de energia: Adaptador 100V - 240V
AC50/60Hz;
- Acompanha: Capa de proteção Óleo de imersão ;

Benefícios e Vantagens

- Microscópio prático e de fácil operação
- Equipamento leve e compacto, ocupando pouco espaço na bancada e facilitando o transporte
- Design ergonômico e fácil ajuste da distância interpupilar, oferecendo conforto ao usuário durante a utilização
- Campo de visão com iluminação uniforme, permitindo a perfeita visualização das estruturas
- Lâmpada com longa vida útil

Produtos Relacionados



AUTOCLAVE VERTICAL
AV-50



BALANÇA ANALÍTICA
UNIBLOC
SHI-AUY-220



INCUBADORA COM
AGITAÇÃO ORBITAL
TE-4200/1