



# **CLORIMETRO**

## **YSI-WQS 900**

Utilizado para análise de cloro livre e cloro total (DPD), para águas e efluentes.

## Características Técnicas

### YSI-WQS 900

- Cloro Livre: DPD: 0,02-2,0 mg/L ; • Cloro Total: DPD: 0,1-8,0 mg/L;

### Benefícios e Vantagens

- Equipamento pode ser usado para fazer leituras de cloro em água residual, águas subterrâneas, piscinas ou testar dosagens de cloro em processos
- Possui dispositivo com relógio em tempo real, registro automático de até 16 dados, e desligamento inteligente para prolongar vida da bateria
- Dois anos de garantia
- Equipamento inclui mala para transporte, acessórios e reagentes
- Inclui: 100 Kits de análises