



# ***DILUIDOR GRAVIMÉTRICO***

## ***INT-DILUFLOW-1BOMBA***

Diluidor gravimétrico, fornece a quantidade de líquido com precisão, para a diluição de diversos produtos (alimentos, farmacêuticos, etc).

## Características Técnicas

### INT-DILUFLOW-1BOMBA

- Tempo de diluição: 225 mL em 10 segundos;
- Fator de diluição: 1/2 a 1/99;
- Peso máximo: 3Kg;
- Conexão: Cabo RS 234 para impressora ou LIMS/USB para exportar para Excel;
- Dimensões: 31x415x40cm;
- Peso: 105Kg;
- Voltagem: 220V/110V - 50HZ/60HZ;
- Acompanha: Braço(suporte) para magueira; 1 bomba; 1 dispensador autoclavável com 1 set de mangueira de 64mm de diâmetro) para montagem da bomba; BagOpen 400; Conjunto de 10 adesivos para BagOpen; Bandeja pingadora; cabo; Manual de instruções e embalagens (BagPage e BagPage filter) ;

## Benefícios e Vantagens

- Calibração automática
- Memorização automática do peso da embalagem
- Controlado por microprocessador.

## Produtos Relacionados



DOSADOR AUTOMÁTICO DE  
AMOSTRAGEM/DOSAGEM  
INT-EASYSPIRAL DILUTE



HOMOGENEIZADOR DE  
AMOSTRAS  
INT-BAGMIXER-400-S



HOMOGENEIZADOR DE  
AMOSTRAS BAGMIXER-400-  
SW  
INT-BAGMIXER-400-SW