



# ***MICROSCÓPIO ESTEREOSCOPIO ME-ST3-NINGBO***

Utilizado para melhorar a resolução de um objeto ou imagem, possuindo dois oculares com diferentes ajustes de ampliação, garante excelente qualidade de imagem, é compacto, fácil de transportar e operar e proporciona nitidez da imagem

## Características Técnicas

### ME-ST3-NINGBO

- Cabeçote binocular: 360° de rotação e 45° inclinação ;
- Oculares: 10x/22 mm;
- Zoom objetiva: 0,67x a 4,5x ;
- Distância Interpupilar: 54 - 76 mm;
- Ajuste dioptria:  $\pm 5$  mm ;
- Distância trabalho: 110 mm;
- Haste: Com iluminação 12V 15W;
- Iluminação: Transmitida e incidente com controle de intensidade;

### Benefícios e Vantagens

- Microscópio prático e de fácil operação
- Componentes ópticos de alta qualidade, que possibilitam imagens de alta qualidade
- Equipamento leve e compacto, ocupando pouco espaço na bancada e facilitando o transporte
- Design ergonômico, possibilitando ajuste do ponto de visão, oferecendo conforto ao usuário durante a utilização
- Adequado para diversas áreas de aplicação

## Produtos Relacionados



AUTOCLAVE VERTICAL  
AV-50



BALANÇA ANALÍTICA  
UNIBLOC  
SHI-AUY-220



INCUBADORA COM  
AGITAÇÃO ORBITAL  
TE-4200/1