



MICROSCÓPIO ESTEREOSCOPIO TRINOCULAR ME-ST3-T-NINGBO

Utilizado para ampliar o campo de visão de partículas e objetos, possui aplicação em ensino, pesquisa e indústrias na área de peças e componentes eletrônicos, joias, agricultura, entomologia, geologia, biologia, sementes, etc.

Características Técnicas

ME-ST3-T-NINGBO

- Cabeçote: 360° de rotação e 45° inclinação;
- Oculares: 10x/22 mm;
- Zoom objetiva: 0,67x a 4,5x ;
- Distância interpupilar: 54 - 76 mm;
- Ajuste dioptria: ± 5 mm ;
- Distância trabalho: 110 mm;
- Haste: Com iluminação 12V 15W;
- Iluminação: Transmitida e incidente com controle de intensidade;

Benefícios e Vantagens

- Microscópio prático e de fácil operação
- Componentes ópticos de alta qualidade, que possibilitam imagens de alta qualidade
- Permite o acoplamento de câmera fotográfica, facilitando o registro de imagens
- Equipamento leve e compacto, ocupando pouco espaço na bancada e facilitando o transporte
- Design ergonômico, possibilitando ajuste do ponto de visão, oferecendo conforto ao usuário durante a utilização
- Adequado para diversas áreas de aplicação

Produtos Relacionados



AUTOCLAVE VERTICAL
AV-50



BALANÇA ANALÍTICA
UNIBLOC
SHI-AUY-220



INCUBADORA COM
AGITAÇÃO ORBITAL
TE-4200/1